


HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Vielen Dank für den Kauf deines beyondRED® PRO.

ÜBERSICHT/LIEFERUMFANG

Vergewissere dich, dass alle im Lieferumfang abgebildeten Elemente enthalten sind.

(1 – 10) Viel Spaß mit deinem Gerät!




- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1 beyondRED® PRO | 6 Schwanenhals |
| 2 Energieversorgung | 7 Verlängerungsstange |
| 3 Netzkabel | 8 Geräteklammer |
| 4 Kabelverlängerung | 9 Schutzbrille |
| 5 Tischklemme | 10 Anwendungsempfehlungen |




DEINE ERSTEN SCHRITTE MIT DEM BEYONDRED® PRO

1. STROM




Verbinde die Stromversorgung

a) Nimm die Energieversorgung 2 heraus und verbinde sie mit dem Netzkabel 3.



b) Verbinde als Erweiterung das Netzkabel 3 mit der Kabelverlängerung 4.
c) Achte beim Verbinden auf die richtungsweisenden Pfeile.


2. LADEN



Lade das Gerät vor der Erstbenutzung vollständig auf


a) Verbinde die Kabelverlängerung 4 mit dem Gerät 1. Achte auf die richtige Position der Pfeile.
b) Das Gerät sollte mindestens 2 Stunden aufgeladen werden.

3. HALTERUNG




Bau die Halterung zusammen

a) Verschraube die Tischklemme 5 mit der Verlängerungsstange 7.




b) Verschraube die Verlängerungsstange 7 mit dem Schwanenhals 6.




c) Verbinde den Schwanenhals 6 mit der Geräteklammer 8.

4. EINSATZ




Jetzt bist du einsatzbereit

a) das beyondRED® PRO schaltest du mit dem Powerschalter an der Unterseite ein.
b) Die Status LED leuchtet durchgehend grün.




c) Stelle mit dem Drehknopf die gewünschte Intensität ein. Hierzu helfen dir unsere Anwendungsempfehlungen 10.



d) Durch Betätigen des grünen Behandlungsstartknopfs startest du die Behandlung. Die Status LED blinkt während der gesamten Behandlungszeit grün.
e) Im Zuge der Behandlung springt der integrierte Lüfter an. Dieser dient dazu, die Hochleistungsdioden zu kühlen.
f) Das beyondRED® PRO ist mit einem Timer ausgestattet. Nach ca. 5 min. endet die Behandlung automatisch.

5. ENDE



Ende der Behandlung

a) Nachdem die Behandlung vorbei ist, kannst du das Gerät ausschalten. Stelle hierzu den Powerschalter an der Unterseite des Geräts auf O.

Weitere Sprachen




CONGRATULATIONS!

Thank you for purchasing your beyondRED® PRO.

OVERVIEW / SCOPE OF DELIVERY

Make sure that all elements shown in the scope of delivery are included.

(1 – 10) Have fun with your device!




- 1 beyondRED® PRO
- 2 Power supply
- 3 Mains cable
- 4 Cable extension
- 5 Table clamp
- 6 Gooseneck
- 7 Extension rod
- 8 Device clamp
- 9 Safety goggles
- 10 Application recommendations




YOUR FIRST STEPS WITH THE BEYONDRED® PRO

1. POWER




Connect the power supply

a) Remove the power supply 2 and connect it to the power cable 3.



b) As an extension, connect the mains cable 3 to the cable extension 4.
c) When connecting, pay attention to the directional arrows.


2. CHARGING




Charge the device fully before first use

a) Connect the cable extension 4 to the device 1. Pay attention to the correct position of the arrows.
b) The device should be charged for at least 2 hours.


3. BRACKET



a) Screw the table clamp 5 to the extension rod 7.




b) Screw the extension rod 7 to the gooseneck 6.




c) Connect the gooseneck 6 to the device clamp 8.

4. USE




Now you are ready for treatment

a) Switch on the beyondRED® PRO using the power switch on the underside.
b) The status LED lights up green continuously.




c) Turn the knob to set the desired intensity. Our application recommendations will help you with this 10.



d) Press the green treatment start button to start the treatment. The status LED flashes green during the entire treatment time.
e) The integrated fan starts up during treatment. This is used to cool the high-power diodes.
f) The beyondRED® PRO is equipped with a timer. The treatment ends automatically after approx. 5 minutes.

5. END



End of treatment

a) After the treatment is over, you can switch off the device. To do this, set the power switch on the underside of the device to 0.

Other languages

